



Referência	Modelo
CALE687110	80 0ºc A 120ºc Lig. Poster. 1/2"
CALE688000	80 0ºc A 120ºc Lig. Posterior 1/2"
CALE688001	60 0ºc A 120ºc Lig. Posterior 1/2"
CALE688002	40 0ºc A 80º C/Bainha 1/4"
CALE688010	80 0ºc A 120ºc Sonda de 100Mm 1/2"
CALE688100	80 0ºc A 120ºc Lig. Radial 1/2"
CALE688011	80 0ºC a 120ºC Sonda de 100mm 1/2" S/ Baínha

Descrição

Sem descrição adicional.